

媒体暗号化ソフト (都道府県・市町村版) Ver. 5 マニュアル

令和5年8月

国民健康保険中央会

改版履歴

版数	改訂日	該当頁 /該当項目	改訂の要点
4.3.0	2018/05/21	1、6～8、15	・「障害者総合支援給付支払等システム」を 「障害者総合支援給付審査支払等システム」に変更
		5～7、9	・「障害者総合支援給付審査支払等システム」への名称変更に伴う 画面レイアウトの変更
		26	バージョン情報の画面イメージを変更
	2018/10/22	39	・「国保中央会伝送ソフト」ホームページのURLを 「 http://www.kokuho.or.jp/system/software.html 」から 「 https://www.kokuho.or.jp/system/care/software.html 」 に修正
5.0.0	2020/03/31	表紙	・バージョン及び作成日を変更
		目次	・「3. 4. 復号化処理」以降のページ番号を変更
		4	・対応OSの変更に伴う修正 「動作環境」の「OS」に以下を追加 Windows 10 Enterprise (64Bit) LTSC 2019 (バージョン1809) 「動作環境」の「OS」から以下を削除 Windows 7 Starter (32Bit) ServicePack1 Windows 7 Home Premium (32Bit・64Bit) ServicePack1 Windows 7 Professional (32Bit・64Bit) ServicePack1
		5、12	・「Ver. 4」を「Ver. 5」に変更
		24	・エラーメッセージの圧縮ファイル拡張子を変更した画面に差替
		27	・バージョン情報画面イメージ差し替え
		5～40	・Windows10の動作画面に差替
		29～33	・暗号化処理でのエラーメッセージにおいて、出力されなくなっ たエラーメッセージを削除
5.0.1	2023/04/24	4	・対応OSの変更に伴う修正 「動作環境」の「OS」から以下を削除 Windows 8.1 Update (64Bit) Windows 8.1 Update Pro (64Bit)
5.0.2	2023/08/31	4	・対応OSの変更に伴う修正 「動作環境」の「OS」から以下を追加 Windows 10 Enterprise(64Bit) LTSC 2021 (バージョン21H2)

1. 2. 動作環境の確認

媒体暗号化ソフトが動作する環境を以下に示します。
動作する環境であることを確認後、インストール作業を行います。

項目	動作環境
パソコン	PC/AT互換機 (DOS/V機)
OS	Windows 10 Enterprise (64Bit) LTSC 2016 (バージョン1607) Windows 10 Enterprise (64Bit) LTSC 2019 (バージョン1809) Windows 10 Enterprise (64Bit) LTSC 2021 (バージョン21H2)
メモリ容量	各種OSの推奨するメモリ容量以上
ハードディスク容量	セットアップ用に300MB以上が必要
モニタ解像度	媒体暗号化のファイルを読み書きするための装置 (FD装置、MO装置、CD装置等)
データ交換用装置	1024×768ピクセル以上

●インストールについての案内

- ・本ソフトウェアのインストールは、必ずAdministrator権限のあるユーザでログインして行ってください。
- ・本ソフトウェアのインストールについては、「国保中央会 伝送ソフト（都道府県・市町村版）インストールマニュアル」を参照してください。

●操作についての案内

- ・本ソフトウェアは、Guestアカウントで操作しないでください。
※Guest アカウントとは、コンピュータまたはドメインの恒久的なアカウントを持たないユーザ用のアカウントで、ソフトウェアやハードウェアのインストール、設定の変更またはパスワードの作成を行うことはできません。